

感染性廃棄物 プラスチック容器専用スタンド



20 L

50 L

40 L

●感染性廃棄物専用プラスチック容器●


感染性廃棄物を投入し、終わった後はキッチンとふたを閉めて下さい。
ふたは閉めますと、あとは開けることができませんのでご注意ください。

●この容器に適した廃棄物●

注射針、バイアル、アンプル、ガラス瓶など鋭利なもの、
金属類または割れやすいものなど。

●スタンドの特徴●

このスタンドを設置することで衛生管理に役立ちます。
ステンレスを使用しておりますので、耐食性に優れています。
キャッチ式（ツマミ付）の採用により蓋の着脱が容易に行えます。
ダンパー付（オプション）は、蓋がゆっくり閉まるので、音が気になりません。



●容器サイズ（各種）

20 L：（幅）317×（奥行）310×（高さ）314（単位mm）

40 L：（幅）465×（奥行）315×（高さ）365（単位mm）

50 L：（幅）420×（奥行）310×（高さ）565（単位mm）

●スタンドサイズ

20 L（レギュラータイプ）

（幅）330×（奥行）428×（高さ）717（単位mm）

20 L（ロータイプ）

（幅）330×（奥行）458×（高さ）430（単位mm）

40 L（レギュラータイプ）

（幅）455×（奥行）428×（高さ）717（単位mm）

40 L（ロータイプ）

（幅）455×（奥行）458×（高さ）490（単位mm）

50 L

（幅）419×（奥行）428×（高さ）717（単位mm）